

Medidor de PH/Temperatura: **MW102**

MEDICIÓN :

- * El medidor viene con una pila 9V
- * Sacar el tapón para medir. Dejar siempre unas gotas de liquido de almacenamiento en el tapón para su correcto almacenamiento.
- * Conectar el electro de PH y la sonda de temperatura
- * Encender el monitor pulsando la tecla ON/OFF
- * Antes de medir, asegúrese que el medidor esta calibrado
- * Sumergir las sondas en 2,5cm de liquido a medir
- * El PH esta medido en unos segundos
- * Para medir la temperatura, pulsar la tecla "°C" – Cuando soltara dicha tecla, automáticamente el display volver a la medición de PH.
- * Para congelar el dato, pulsar la tecla "HOLD". Para descongelar el dato, pulsar "HOLD" de nuevo.
- * Después de uso del medidor, almacenar el electrodo de PH con unas gotas de liquido de almacenamiento en su tapón.
- * Mensajes de error :
 - El dato parpadea: estamos fuera de escala de PH
 - "Eb" : Opila baja
 - "Ec" : Liquido de calibración malo
 - "Ec" junto con "°C" : La temperatura de calibración esta fuera de escala
 - "Clr" : La calibración no se ha memorizado y una nueva calibración es necesaria

CALIBRACIÓN :

A/ Preparación : Preparar los liquidos de calibración : PH4.01 y PH7.01 (en sobre o botes)

B/ Procedimiento :

- Poner el electrodo de PH en 2.5cm de liquido de calibración PH7.01
- Presionar "CAL". El dato "7.01 PH" parpadea. Cuando la pequeña letra "PH" deja de parpadear, pulsar la tecla "CFM", para validar la calibración a PH7.01.
- El display indica entonces "4.01 PH".
- Misma operación con liquido de calibración PH4.01, cuando la pequeña letra PH deja de parpadear, pulsar "CFM"
- El MW102 esta calibrado